

HAFTCREME

- Krümelschutz und hoher Tragekomfort
- zuverlässiger Halt für unbeschwertes Essen, Sprechen und Lachen
- für Voll- und Teilprothesen geeignet

NEUTRALER GESCHMACK

Laligne

DE Laligne Haftcreme 75 g – Medizinprodukt / Anwendung: Die Prothese gründlich mit Gebissreiniger Tabletten reinigen und vollständig abtrocknen. Entweder die Haftcreme in Punkten oder in dünnen Streifen nicht zu nah am Prothesenrand auftragen (ca. 1,25g = 7 cm langer Streifen pro Anwendung). Die Prothese im Mund einige Sekunden fest andrücken und für ca. 5 Minuten nichts essen oder trinken. Quillt nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme heraus, dann reduzieren Sie die Menge bei der nächsten Anwendung. Den richtigen Sitz Ihrer Prothese regelmäßig beim Zahnarzt überprüfen lassen. **Hinweise:** Die Anwendungshinweise befolgen. Den Tubeninhalt von Flüssigkeiten fernhalten und die Kanüle stets sauber und trocken halten. Die Tube nach Gebrauch fest verschließen. Die Tube kühl und trocken und außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Haftcreme nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. Die Gebrauchsanweisung zum Nachlesen aufbewahren.

GB Laligne denture adhesive 75 g – medical device / application: Clean the denture thoroughly with denture cleaner tablets and dry completely. Either apply the denture adhesive in spots or in thin strips not too close to the denture margin (approx. 1.25g = 7 cm long strip per application). Press the denture firmly in the mouth for a few seconds and do not eat or drink for around 5 minutes. If denture adhesive oozes out after inserting the denture, reduce the amount the next time you apply it. Consult your dentist regularly to check that your denture fits correctly. **Note:** Follow the application instructions. Keep the tube contents away from liquids and keep the cannula clean and dry at all times. Close the tube tightly after use. Store the tube in a cool, dry place out of sight and reach of children. Do not apply the denture adhesive if you are intolerant of one of the ingredients. Do not apply the denture adhesive directly in the mouth. Keep the folding box for future reference.

IT Crema adesiva per dentiere 75 g – Dispositivo medico / Applicazione: Pulire accuratamente la dentiera con le compresse formulate appositamente per la pulizia di dentiere e asciugare completamente. – Applicare la crema adesiva in punti o in strisce sottili non troppo vicine al bordo della protesi (circa 1,25 g = striscia lunga 7 cm per applicazione). – Premere saldamente la dentiera in bocca per alcuni secondi e non mangiare o bere nulla per circa 5 minuti. – Se la crema adesiva fuoriesce dopo aver inserito la protesi, ridurre la quantità al successivo utilizzo. **Istruzioni:** Seguire le istruzioni per l'uso. Tenere il contenuto del tubetto lontano da liquidi e tenere sempre la cannula pulita e asciutta. Chiudere bene il tubetto dopo l'uso. Conservare il tubetto in luogo fresco e asciutto e fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usare la crema adesiva in caso di ipersensibilità a uno degli ingredienti. Non applicare la crema adesiva direttamente in bocca. Conservare la scatola pieghevole per riferimenti futuri.

CZ Fixační krém Laligne 75 g – zdravotnickým prostředkem / použití: Důkladně očistěte protézu tabletami na čištění zubů a úplně ji vysušte. Naneste fixační krém buďto bodově nebo v tenkých pásčích, které nejsou příliš blízko okraje zubní protézy (přibližně 1,25 g = 7 cm dlouhé proužky na jedno použití). Protézu na několik sekund pevně přitlačte do úst a asi 5 minut nekonzumujte jídlo ani pítí. Pokud po zavedení zubní protézy do úst vytéká lepicí krém, snižte jeho množství při příštím použití. Nechte si u svého zubaře pravidelně zkontrolovat správné nasazení protézy. **Pokyny:** Postupujte podle pokynů k použití. Obsah tuby chraňte před tekutinami a kanylu vždy udržujte čistou a suchou. Po použití tubu pevně uzavřete. Tubu udržujte v chladu a suchu a uchovávejte ji mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte fixační krém, pokud jste precitlivělí na některou ze složek. Nedávejte si fixační krém přímo do úst. Skládací krabici si uschovejte pro budoucí použití.

NL Laligne kleefpasta 75 g – Medisch hulpmiddel / Gebruik: reinig de prothese grondig met reinigingstabletten voor gebitsprothesen en droog hem volledig af. Breng de kleefpasta met punten of in dunne strepen aan op de prothese, niet te dicht bij de rand van de prothese (ca. 1,25 g = 7 cm lange strepen per gebruik). Druk de prothese sterk aan in de mond en drink of eet niets gedurende 5 minuten. Als na het aanbrengen van de prothese kleefpasta uit de randen komt, moet u de volgende keer minder kleefpasta aanbrengen. Laat uw tandarts regelmatig controleren of uw prothese goed zit. **Aanwijzing:** volg de gebruiksinstructies op. Houd de inhoud van de tube uit de buurt van vloeistoffen en houd de opening steeds schoon en droog. Sluit de tube na gebruik goed af. Bewaar de tube koel en droog en buiten het bereik en zicht van kinderen. Gebruik de kleefpasta niet als u overgevoelig bent voor een van de ingrediënten. Doe de kleefpasta niet direct in uw mond. Bewaar de opbouwbare verpakking om deze later te raadplegen.

Made in Germany.

Ingredients: Cellulose Gum, Hydrogenated Polydecene, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Tocopherol.

PS Product Services GmbH,
Alte Heerstraße 6,
D-53757 Sankt Augustin,
Tel. 02241-23406-0

(PSP) Hergestellt für / Produced for /
Prodotto per / Vyrobeno pro / Geproduceerd voor:
Centrale Handelsgesellschaft mbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2,
D-77656 Offenburg,
www.zhg-online.com



PS-LAN: ZR0039
Stand der Information: REV1 2020-12-22