



PREMIUM HECHTCRÈME

CRÈME ADHÉSIVE PREMIUM

PREMIUM-HAFTCREME

Comfort, veiligheid, anti-etensresten, frisse muntsmaak
Onbezorgd eten, spreken en lachen dankzij betrouwbare hechting!

Confort, sécurité, protection contre les restes alimentaires, goût mentholé frais
Manger, parler et rire sans crainte grâce à une adhérence fiable!

Bequemlichkeit, Sicherheit, Krümelschutz, frischer Minzgeschmack
Unbeschwertes Essen, Sprechen und Lachen durch zuverlässigen Halt!

Toepassing: De prothese grondig reinigen bv. met intensief reinigende tabletten van Viofluor, en volledig afdrogen. • De hechtcrème ofwel in stippen of in dunne strepen niet te dicht tegen de protheserand aanbrengen (ca. 1,25 g = ca. 7 cm lange streep per keer). • De prothese in de mond enkele seconden lang goed aandrukken en gedurende ca. 5 minuten niets eten of drinken. • Als er na het aanbrengen van de prothese hechtcrème uitreedt, dan brengt u de volgende keer minder hechtcrème aan. De correcte zitting van uw prothese regelmatig door uw tandarts laten controleren.

Aanwijzingen: Gebruiksaanwijzingen volgen • Inhoud van de tube gescheiden houden van vloeistoffen en canules steeds zuiver en droog houden • Tube na gebruik goed sluiten • Tube koel, droog en uit het zicht en buiten het bereik van kinderen bewaren • Niet gebruiken als u over-gevoelig bent voor een van de bestanddelen • Niet rechtstreeks in de mond aanbrengen • Verpakking bewaren om later opnieuw te kunnen raadplegen

Utilisation : Nettoyer soigneusement la prothèse avec par ex. des comprimés nettoyants intensifs Viofluor et laisser la sécher complètement. • Appliquer la crème adhésive en formant une série de points ou de petites lignes pas trop près du bord de la prothèse (env. 1,25 g = lignes d'env. 7 cm de long par utilisation). • Presser fortement la prothèse dans la bouche pendant quelques secondes et ne pas manger ni boire pendant env. 5 minutes. • Si la crème adhésive déborde à la mise en place de la prothèse, réduisez la quantité lors de la prochaine utilisation. Faire contrôler régulièrement l'ajuste- ment de votre prothèse par votre dentiste.

Consignes : Suivre les consignes d'utilisation • Tenir le contenu du tube à l'écart de liquides et maintenir la canule toujours propre et sèche • Bien fermer le tube après usage • Conserver le tube au frais et au sec et hors de vue et de portée des enfants • Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients • Ne pas mettre directement dans la bouche • Conserver le carton d'emballage pour le consulter ultérieurement.

Anwendung: Die Prothese gründlich, z.B. mit Intensivreiniger-Tabletten von Viofluor reinigen und vollständig abtrocknen • Entweder die Haftcreme in Punkten oder in dünnen Streifen nicht zu nah am Prothesenrand auftragen (ca. 1,25 g = ca. 7 cm lange Streifen pro Anwendung). • Die Prothese im Mund einige Sekunden fest andrücken und für ca. 5 Minuten nichts essen oder trinken. • Quillt nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme heraus, dann reduzieren Sie die Menge bei der nächsten Anwendung. Den richtigen Sitz Ihrer Prothese regelmäßig beim Zahnarzt überprüfen lassen.

Hinweise: Die Anwendungshinweise befolgen. • Den Tubeninhalte von Flüssigkeiten fernhalten und die Kanüle stets sauber und trocken halten. • Die Tube nach Gebrauch fest verschließen. • Die Tube kühl und trocken und außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. • Die Haftcreme nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. • Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. • Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren.

Bestanddelen/Ingrédients/Inhaltsstoffe:
Cellulose Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Silica, Hydrogenated Styrene / Isoprene Copolymer, Aroma, Tocopherol, C.I. 77491, Limonene



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel. +49 22 41 - 2 34 06 - 0