



MEDIZINPRODUKT

## Gebrauchsanweisung

Hand- und Fußbandage  
Ellenbogen- und Kniebandage

(PS-LAN: SP0130)

(PS-LAN: SP0130)



DISPOSITIVO MÉDICO

PT

**Instruções de utilização** Ligaduras desportivas (PS-LAN: SP0131)



WYRÓB MEDYCZNY

PL

**Instrukcja używania** Stabilizatory (PS-LAN: SP0131)



MEDICINSK UDSTYR

DK

**Brugsanvisning** Sportsbandager (PS-LAN: SP0131)



# Gebrauchsanweisung

## Hand- und Fußbandage (1)

MEDIZINPRODUKT

Bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren.

Bei Weitergabe des Artikels geben Sie auch bitte diese Gebrauchsanweisung mit.

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für:

- die Vitalis Handbandage in der Größe S-M, (PS-LAN: SP0130) und für
- die Vitalis Fußbandage in den Größen S, M, L, (PS-LAN: SP0130)

### Verwendungszweck / Indikation:

Die Bandage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Die Bandage stützt und entlastet bei:

- leichten Gelenkinstabilitäten
- Überlastungsschmerzen
- Reizzuständen
- Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen

Die **Handgelenkbandage** kann zur Prophylaxe und zur Rehabilitation angewendet werden. Die innenliegende und herausnehmbare Schiene schränkt die Bewegungsfreiheit des Handgelenks sanft ein und verhindert dadurch Überlastungen.

Die Bandage kann an der linken und rechten Hand getragen werden und sie bietet eine gute anatomische Passform.

Die **Fußgelenkbandage** kann zur Prophylaxe und zur Rehabilitation angewendet werden. Die beiden innenliegenden Geleinlagen stabilisieren das Fußgelenk zusätzlich, sie massieren das Gewebe und fördern die Durchblutung.

Die Bandage kann am linken und rechten Fuß getragen werden und sie bietet eine gute anatomische Passform.

Die Hand- und die Fußbandage unterstützt nach einer Verletzung oder nach einer Überlastung die Rückkehr zu einem normalen Bewegungsablauf.

### Kontraindikationen:

Nicht, oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt, anwenden bei äußeren Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Wassereinlagerungen (Ödem), Ekzemen und anderen Hauterkrankungen, bei komplexen Bandinstabilitäten und bei komplexen regionalen Schmerzsyndromen.



### Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:

- In Einzelfällen kann es zu Hautreizungen oder allergischen Reaktionen kommen.
- Im Falle stärkerer Hautreaktionen die Bandage nicht mehr tragen und einen Arzt konsultieren.
- Vor der Anwendung muss die Haut frei von Ölen, Fetten, Gelen oder Salben sein.
- Die Bandage darf nur auf unverletzter Haut angewendet werden.
- Die Bandage sollte nicht länger als 2 Stunden am Stück und nicht länger als 6 Stunden täglich getragen werden.
- Die Bandage soll fest, aber nicht einschnürend sitzen.
- Die Bandage darf nicht während des Schlafens oder bei längeren Ruhephasen (z.B. Sitzen) getragen werden. Die Bandage darf die Blutzufuhr nicht einschränken.
- Die Bandage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert.
- Eine beschädigte Bandage darf nicht mehr verwendet werden.
- Wenn Probleme beim Tragen auftreten, dann entfernen Sie die Bandage sofort und kontaktieren Sie einen Arzt. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.



MEDIZINPRODUKT

## Gebrauchsanweisung Hand- und Fußbandage (2)

### Anwendung Handgelenkbandage:

1. Öffnen Sie alle drei Klettverschlüsse. Der Bandageteil mit der Metallschiene zeigt nach unten und die Metallschiene liegt nach dem Anziehen auf der Handinnenseite.
2. Ziehen Sie die Bandage über das linke Handgelenk und führen Sie den Daumen durch die rechte Aussparung der Bandage. Die restlichen Finger sind von der Bandage umgeben.
3. Wenn Sie die Bandage an der rechten Hand anwenden, dann ziehen Sie die Bandage so an, dass der Daumen durch die linke Aussparung geführt wird.
4. Anschließend schließen Sie die Klettverschlüsse und den Spanngurt.
5. Nach max. 2 Stunden entfernen Sie die Bandage wieder.

### Material:

Obermaterial: Polyester / Untermaterial SBR-Neopren

### Pflege, Aufbewahrung und Entsorgung:



Waschen Sie die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen.

Bei der Handbandage entfernen Sie vor dem Waschen die Metallschiene aus der Bandage und schließen alle Klettverschlüsse. Nur Handwäsche! Gründlich mit klarem Wasser auswaschen. Flach liegend an der Luft trocknen lassen und trocken lagern.

Die Bandage im Restmüll entsorgen.

### Anwendung Fußgelenkbandage:

1. Ziehen Sie die Bandage mit der größeren Öffnung zuerst über den Fuß, so dass der mintfarbene Teil über der Ferse sitzt und die beiden Geleinlagen links und rechts vom Sprunggelenk liegen.
2. Nach max. 2 Stunden entfernen Sie die Bandage wieder.

### Material:

Obermaterial: Polyamid, Elastan, Baumwoll-Webstoff  
Innen: Elastodien, Gelpad

### Pflege, Aufbewahrung und Entsorgung:



Waschen Sie die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen.

Die Fußgelenkbandage können Sie bei 30°C im Schonwaschgang in der Maschine waschen. Flach liegend an der Luft trocknen lassen und trocken lagern.

Die Bandage im Restmüll entsorgen.

Inhalt: 1 Stück



Medizinprodukt



PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Deutschland  
[www.product-services.de](http://www.product-services.de)

Stand der Information: REV2 2022-12-01

PS-LAN: SP0130



2025-01-01



2023-01-01



MEDIZINPRODUKT

## Gebrauchsanweisung Ellenbogen- und Kniebandage (1)



Bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren.

Bei Weitergabe des Artikels geben Sie auch bitte diese Gebrauchsanweisung mit.

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für:

- die Vitalis **Ellenbogenbandage** in den Größen M, L (PS-LAN: SP0130) und für
- die Vitalis **Kniebandage** in den Größen S, M, L, (PS-LAN: SP0130)

### Verwendungszweck / Indikation:

Die Bandage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Die Bandage stützt und entlastet bei:

- leichten Gelenkinstabilitäten
- Überlastungsschmerzen
- Reizzuständen
- Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen

Die **Ellenbogenbandage** kann zur Prophylaxe und zur Rehabilitation angewendet werden. Die flachen Geleinlagen massieren die Muskelsätze der Ellenbogenußseiten. Sie fördern so die Durchblutung und es kommt zu einer natürlichen Schmerzlinderung.

Die Bandage kann am linken und rechten Arm getragen werden und sie bietet eine gute anatomische Passform.

Die **Kniebandage** kann zur Prophylaxe und zur Rehabilitation angewendet werden. Die kreisförmige um das Knie liegende Geleinlage entlastet die Kniestiefe und die beiden seitlichen und herausnehmbaren Spiralschienen schränken die Bewegungsfreiheit des Kniegelenks sanft ein, so dass einer Überlastung vorgebeugt werden kann.

Die Bandage kann am linken und rechten Knie getragen werden und sie bietet eine gute anatomische Passform.

Die **Ellenbogen- und die Kniebandage** unterstützt nach einer Verletzung oder nach einer Überlastung die Rückkehr zu einem normalen Bewegungsablauf.

### Kontraindikationen:

Nicht, oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt, anwenden bei äußeren Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Wassereinlagerungen (Ödem), Ekzemen und anderen Hauterkrankungen, bei komplexen Bandinstabilitäten und bei komplexen regionalen Schmerzsyndromen.



### Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:

- In Einzelfällen kann es zu Hautreizungen oder allergischen Reaktionen kommen.
- Im Falle stärkerer Hautreaktionen die Bandage nicht mehr tragen und einen Arzt konsultieren.
- Vor der Anwendung muss die Haut frei von Ölen, Fetten, Gelen oder Salben sein.
- Die Bandage darf nur auf unverletzter Haut angewendet werden.
- Die Bandage sollte nicht länger als 2 Stunden am Stück und nicht länger als 6 Stunden täglich getragen werden.
- Die Bandage soll fest, aber nicht einschnürend sitzen.
- Die Bandage darf nicht während des Schlafens oder bei längeren Ruhephasen (z.B. Sitzen) getragen werden. Die Bandage darf die Blutzufuhr nicht einschränken.
- Die Bandage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert.
- Eine beschädigte Bandage darf nicht mehr verwendet werden.
- Wenn Probleme beim Tragen auftreten, dann entfernen Sie die Bandage sofort und kontaktieren Sie einen Arzt. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.



# Gebrauchsanweisung

## Ellenbogen- und Kniebandage (2)

### MEDIZINPRODUKT

#### Anwendung Ellenbogenbandage:

1. Ziehen Sie die Bandage mit der größeren Öffnung zuerst über den Arm, so dass der mintfarbige Mittelteil über dem Ellenbogen sitzt.
2. Nach max. 2 Stunden entfernen Sie die Bandage wieder.

#### Material:

Obermaterial: Polyamid, Elastan, Baumwoll-Webstoff  
Innen: Elastodien, Geleinlage

#### Pflege, Aufbewahrung und Entsorgung:



Waschen Sie die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen.

Schonwaschgang bei 30° C. Flach liegend an der Luft trocknen lassen und trocken lagern.  
Die Bandage im Restmüll entsorgen.

#### Anwendung Kniebandage:

1. Setzen Sie je eine Spiralschiene pro innenliegender Taschen ein, indem Sie die Schiene bis zum Ende der Tasche durchschieben.
2. Ziehen Sie die Bandage mit der größeren Öffnung zuerst über das Bein, so dass die kreisförmige Pelotte um die Kniescheibe liegt.
3. Nach max. 2 Stunden entfernen Sie die Bandage wieder.

#### Material:

Obermaterial : Polyamid, Elastan, Baumwoll-Webstoff  
Innen : Elastodien, TPE-Pelotte

#### Pflege, Aufbewahrung und Entsorgung:



Waschen Sie die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen.

Entfernen Sie vor dem Waschen die beiden Metallschienen aus der Bandage.  
Schonwaschgang bei 30° C. Flach liegend an der Luft trocknen lassen und trocken lagern.  
Die Bandage im Restmüll entsorgen.

Inhalt: 1 Stück



Medizinprodukt



PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Deutschland  
[www.product-services.de](http://www.product-services.de)

Stand der Information: REV2 2022-12-01

PS-LAN: SP0130



2025-01-01



2023-01-01



PT

# Instruções de utilização Ligaduras desportivas

## DISPOSITIVO MÉDICO

 Por favor leia atentamente estas instruções de utilização e guarde-as para referência futura. Ao transferir o artigo a outrem, por favor inclua também estas instruções de utilização.

Estas instruções de utilização são válidas para:

- a ortótese para o cotovelo Vitalis nos tamanhos S, M, L (Model / LAN: SP0131) e para
- a ortótese para o joelho Vitalis nos tamanhos S, M, L (Model / LAN: SP0131)

### Finalidade prevista/Indicação:

A ortótese é concebida exclusivamente para uso privado.

A ortótese fornece apoio e alívio em caso de:

- ligeiras instabilidades articulares
- dores devido a excesso de esforço
- irritações
- distensões musculares, luxações, contusões

**A ortótese para o cotovelo** pode ser utilizada para profilaxia e reabilitação. As inserções de gel planas massajam as abordagens musculares nos lados exteriores do cotovelo, promovendo, assim, a circulação sanguínea e proporcionando um alívio natural da dor. A ortótese pode ser usada no braço esquerdo e direito e oferece um bom ajuste anatômico. **A ortótese para o joelho** pode ser utilizada para profilaxia e reabilitação. A inserção circular de gel à volta do joelho alivia a rótula e as duas talas em espiral laterais e amovíveis restringem suavemente a liberdade de movimento do joelho para que se possa evitar um esforço excessivo. A ortótese para o joelho pode ser usada no joelho esquerdo e direito e oferece um bom ajuste anatômico.

A ortótese para o cotovelo e a ortótese para o joelho apoiam o regresso a uma amplitude de movimento normal após uma lesão ou esforço excessivo. As ortóteses são fabricadas em material macio e lavável.

### Contraindicações

Não utilizar, ou utilizar apenas após consulta médica, em casos de lesões externas, problemas circulatórios, retenção de líquidos (edema), eczemas e outras doenças de pele, instabilidades complexas dos tendões e síndromes regionais complexas de dor.



### Advertências / Precauções:

- Em casos individuais, pode ocorrer irritação cutânea ou reações alérgicas.
- No caso de reações cutâneas graves, não utilize mais a ortótese e consulte um médico.
- Antes de usar, a pele deve estar livre de óleos, lubrificantes, géis ou pomadas.
- A ortótese só pode ser usada em pele sem ferimentos.
- A ortótese não deve ser usada por mais de 2 horas de cada vez e não mais de 6 horas por dia.
- A ortótese deve encaixar bem, mas não deve ficar apertada.

- A ortótese não deve ser usada enquanto dorme ou durante períodos de descanso mais longos (p. ex., sentado). A ortótese não deve restringir o fornecimento de sangue.
- A ortótese é concebida exclusivamente para uso privado.
- Uma ortótese danificada não deve ser utilizada novamente.
- Se tiver problemas ao utilizar a ortótese, retire-a imediatamente e contacte um médico.
- Os incidentes graves devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

### Aplicação da ortótese para o cotovelo:

1. Puxe a ortótese sobre o braço com a abertura maior primeiro, de modo a que a secção central com cor menta fique sobre o cotovelo.
2. Retire a ortótese após um máximo de 2 horas.

### Composição:

Material exterior: Poliamida, elastano, tecido de algodão

Material interior: Elastodieno, inserção

### Aplicação da ortótese para o joelho:

1. Insira uma tala em espiral por bolsa interior empurrando a tala até à extremidade da bolsa.
2. Puxe a ortótese para o joelho sobre a perna com a abertura maior primeiro, de modo a que a almofada circular fique à volta da rótula.
3. Retire a ortótese após um máximo de 2 horas.

### Composição:

Material exterior: Poliamida, elastano, tecido de algodão

Material interior: Elastodieno, almofada de TPE

### Manuseamento, armazenamento e eliminação:



Lave a ortótese antes da primeira aplicação e após cada 2-3 aplicações.

No caso da ortótese para o joelho, remova as talas flexíveis de metal da ortótese antes da lavagem.

Programa de lavagem delicada a 30°C. Secar ao ar e guardar em local seco.

Eliminar a ortótese no lixo residual.



PL

# Instrukcja używania Stabilizatory

## WYRÓB MEDYCZNY

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją używania i zachować ją na przyszłość.

W przypadku przekazania artykułu należy dołączyć niniejszą instrukcję używania.

Niniejsza instrukcja używania dotyczy:

- stabilizatora łokcia Vitalis w rozmiarach S, M, L (Model / LAN: SP0131) i
- stabilizatora kolana Vitalis w rozmiarach S, M, L (Model / LAN: SP0131)

### Przeznaczenie / wskazanie:

Stabilizator przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego. Stabilizator zapewnia wsparcie i odciążenie w przypadku:

- niewielkich niestabilności stawów,
- bólu na skutek przeciążenia,
- stanów podrażnienia,
- naciągnieć, skręceń, stłuczeń.

**Stabilizator łokcia** można stosować w celu profilaktyki i rehabilitacji. Plaskie wkładki żelowe masują przyczepy mięśni po zewnętrznej stronie łokcia, wspomagając w ten sposób ukrwienie i zapewniając naturalną ulgę w bólu. Stabilizator można nosić na lewej lub prawej ręce. Zapewnia on dobre, anatomiczne dopasowanie.

**Stabilizator kolana** można stosować w celu profilaktyki i rehabilitacji. Kolista wkładka żelowa wokół kolana odciąża rzepkę, a dwie wyjmowane spiralne szyny z boku delikatnie ograniczają swobodę ruchu kolana, dzięki czemu można zapobiec przeciążeniom. Stabilizator można nosić na lewym lub prawym kolanie. Zapewnia on dobre, anatomiczne dopasowanie. Stabilizator łokcia i kolana pomaga w powrocie do normalnego zakresu ruchu po kontuzji lub po przeciążeniu. Stabilizatory wykonane są z miękkiego, nadającego się do prania materiału.

### Przeciwwskazania

Nie stosować, lub tylko po konsultacji z lekarzem, w przypadku urazów zewnętrznych, zaburzeń krążenia, nagromadzenia wody (obrzeki), egzemy i innych chorób skóry, złożonych niestabilności więzadeł i złożonego bólu miejscowego.



### Ostrzeżenia / środki ostrożności:

- W pojedynczych przypadkach mogą występować podrażnienia skóry lub reakcje uczuleniowe.
- W przypadku poważniejszych reakcji skórnego nie nosić stabilizatora i skonsultować się z lekarzem.
- Przed użyciem oczyścić skórę z olejków, tłuszczów, żelów lub maści.
- Stabilizator można stosować tylko na nieuszkodzoną skórę.
- Stabilizatora nie należy nosić jednorazowo dłużej niż 2 godziny i codziennie nie dłużej niż przez 6 godzin.
- Stabilizator powinien być założony ciasno, ale nie krępuwać ruchów.

- Stabilizatora nie należy nosić podczas snu lub dłuższych okresów odpoczynku (np. siedzenia). Stabilizator nie może ograniczać dopływu krwi.
- Stabilizator przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego.
- Uszkodzony stabilizator nie może być dalej używany.
- Jeśli podczas noszenia stabilizatora wystąpią problemy, należy go natychmiast zdjąć i skontaktować się z lekarzem.
- Poważne incydenty należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi.

### Zastosowanie stabilizatora łokcia:

1. Założyć stabilizator na rękę najpierw większym otworem, tak aby środkowa część w kształcie mięty znalazła się na łokciu.
2. Po maks. 2 godzinach ponownie zdjąć stabilizator.

### Materiał:

Materiał wierzchni: poliamid, elastan, tkanina bawełniana  
Materiał wewnętrzny: elastodien, wkład żelowy

### Zastosowanie stabilizatora kolana:

1. Włożyć po jednej szynie spiralnej w kieszeń wewnętrzną, przesuwając szynę do końca kieszeni.
2. Najpierw naciągnąć stabilizator większym otworem na nogę, tak aby kolista nakładka znalazła się wokół rzepki.
3. Po maks. 2 godzinach ponownie zdjąć stabilizator.

### Materiał:

Materiał wierzchni: poliamid, elastan, tkanina bawełniana  
Materiał wewnętrzny: elastodien, nakładka TPE

### Pielegnacja, przechowywanie i utylizacja:



Wypiąć stabilizator przed pierwszym użyciem i każdorazowo po 2-3 użyciach.

W przypadku stabilizatora kolana przed praniem należy usunąć z niego obie metalowe szyny.

Do prania użyć programu do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C. Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu w pozycji leżącej i przechowywać w suchym miejscu. Stabilizator usuwać razem z odpadami zmieszany.



# Brugsanvisning Sportsbandager

## MEDICINSK UDSTYR

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, og opbevar den til senere brug. Hvis produktet gives videre, skal denne brugsanvisning følge med.

Denne brugsanvisning gælder for:

- Vitalis albuebandagen i størrelserne S, M, L (PS-LAN: SP0131) og for
- Vitalis knæbandagen i størrelserne S, M, L, (PS-LAN: SP0131)

### Anvendelsesformål/indikation:

Bandagen er udelukkende bestemt til privat brug. Bandagen støtter og aflaster ved:

- Let ustabilitet i ledene
- Overbelastningssmerter
- Ved irritationer
- Forstrækninger, forstuvninger, blå mærker

**Albuebandagen** kan bruges til profylakse og rehabilitering. De flade gel-indlæg masserer muskelvedhæftningerne på albuens ydersider, hvilket fremmer blodcirkulationen og giver naturlig smertelindring.

Bandagen kan bruges på venstre og højre arm og har en god anatomisk pasform.

**Knæbandagen** kan bruges til profylakse og rehabilitering. Det cirkulære gel-indlæg, der ligger rundt om knæet, aflaster knæskallen, og de udtagelige spiralskinne på begge sider begrænser blidt knæets bevægelsesfrihed, så en overbelastning forebygges. Bandagen kan bruges på venstre og højre knæ og har en god anatomisk pasform. Efter en skade eller en overbelastning hjælper albue- og knæbandagen med at vende tilbage til et normalt bevægelsesmønster. Bandagerne er fremstillet af blødt, vaskbart materiale.

### Kontraindikationer

Må ikke anvendes, eller må kun anvendes efter samråd med en læge, i tilfælde af ydre skader, kredsløbsforstyrrelser, væskeophobning (ødem), eksem og andre hudsygdomme, kompleks ledbåndsstabilitet og komplekse regionale smertesyndromer.



### advarsler / forholdsregler:

- I enkelte tilfælde kan der forekomme hudirritationer eller allergiske reaktioner.
- Ved kraftigere hudreaktioner må bandagen ikke længere anvendes, og der skal søges læge.
- Huden skal være fri for olie, fedt, gel eller salver, inden bandagen tages på.
- Bandagen må kun anvendes på intakt hud.
- Bandagen bør ikke bæres i mere end 2 timer ad gangen og ikke mere end 6 timer om dagen.
- Bandagen skal sidde fast, men må ikke sidde for stramt.
- Bandagen skal tages af, inden man skal sove eller i forbindelse med længerevarende hvilepauser (f.eks. hvis man sidder i længere tid). Bandagerne må ikke påvirke blodtilførslen negativt.
- Bandagen er udelukkende bestemt til privat brug.

- En bandage, der er beskadiget, må ikke længere anvendes.
- Hvis der opstår problemer ved anvendelsen af bandagen, skal du straks fjerne den og kontakte en læge.
- Alvorlige hændelser skal meddeles producenten og den ansvarlige myndighed.

### Anvendelse albuebandage:

1. Træk bandagen over armen med den største åbning først, så den mintfarvede midterste del sidder over albuen.
2. Fjern bandagen igen efter maks. 2 timer.

### Materiale:

Ydermateriale: Polyamid, elastan, bomuldsvæv

Indvendigt: Elastodien, gel-indlæg

### Zastosowanie stabilizatora kolana:

1. Włożyć po jednej szynie spiralnej w kieszeń wewnętrzna, przesuwając szynę do końca kieszeni.
2. Najpierw naciągnąć stabilizator większym otworem na nogę, tak aby kolista nakładka znalazła się wokół rzepki.
3. Po maks. 2 godzinach ponownie zdjąć stabilizator.

### Materiał:

Materiał wierzchni: poliamid, elastan, tkanina bawełniana

Materiał wewnętrzny: elastodien, nakładka TPE

### Anvendelse knæbandage

Indsæt en spiralskinne pr. indvendig lomme ved at skubbe skinnen igennem tilenden af lommen.

Træk bandagen over benet med den største åbning først, så den cirkulære pelotte ligger rundt om knæskallen.

Fjern bandagen igen efter maks. 2 timer.

### Materiale:

Ydermateriale: Polyamid, elastan, bomuldsvæv

Indvendigt: Elastodien, TPE-pelotte

### Pleje, opbevaring og bortskaffelse:



Vask bandagen før den første og efter 2-3 anvendelser. Inden knæbandagen vaskes, fjernes de to metalsskinne fra bandagen. Vaskes på skåneprogram ved 30°C. Lad den ligge og tørre fladt.

Bandagen skal bortskaffes som affald, der ikke kan genbruges.



**PT** Estado da informação REV2 2022-12-01

Conteúdo: 1 unidade



= Instruções de utilização



= Advertências / precauções



= Dispositivo médico



= Data limite de utilização



= Número de lote

**PL** Stan informacji REV2 2022-12-01

Zawartość: 1 szt.



= instrukcja używania



= ostrzeżenia / koniecznych środkach



= wyrób medyczny



= Data użycia



= Numer partii

**DK** Opdateret REV2 2022-12-01

Indhold: 1 stk.



= Brugsanvisning



= Advarsler / forholdsregler



= Medicinsk udstyr



= Anvendelsesdato



= Partnummer



= CE-mærket angiver, at producenten i overensstemmelse med EU-forordningen erklærer, at produktet overholder alle relevante EU-krav. EF-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos fabrikant.



EU 2017/745 (MDR)



2023-01-01



2025-01-01



Fabricante / Producent  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Alemania / Niemcy / Tyskland  
www.product-services.de

