

DE **Gebrauchsanweisung
Menstruations-Wärmepflaster
- Medizinprodukt**

facelle



Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig
lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

ZWECKBESTIMMUNG:

Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 12 h) zur vorübergehenden Linderung von Menstruationsbeschwerden. Kann auch auf anderen Körperpartien eingesetzt werden. Bei Muskel- und Gelenkschmerzen, Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Zerrungen.

Inhaltsstoffe: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

ANWENDUNG:

- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Produktes ab und kleben Sie das Produkt mit der Klebseite fest auf die schmerzende Körperstelle auf und achten Sie auf faltenfreien Sitz.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 12 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach einmaligen Gebrauch Produkt entsorgen.

INDIKATIONEN:

Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von Menstruationsbeschwerden, Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei Rückenschmerzen und Zerrungen entwickelt.

KONTRAINDIKATIONEN:

Wärmepackungen sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahren nur unter Aufsicht Erwachsener.



**WARNHINWEISE/
VORSICHTSMAßNAHMEN:**

- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.

- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwere Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

BEI ANWENDUNG DIESES PRODUKTES:

- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

NICHT ANWENDEN:

- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist.
- Für mehr als zwölf Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung

aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.

- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

**BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UND
FRAGEN SIE EINEN ARZT**

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als sieben Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.



Hersteller



Bevollmächtigter
der Europäischen Union



Verwendbar bis



Chargennummer



CE 0197 CE-Zeichen



nicht verwenden,
wenn die Verpackung
beschädigt ist



Gebrauchsanweisung
beachten



Achtung,
Warnhinweise beachten



Von Sonnenlicht
fernhalten



MD Medizinprodukt



Nicht zur
Wiederverwendung



Trocken halten



Lagerung bei
+10 °C - +40 °C



UDI eindeutige Produkt-
identifikationsnummer

PL **Instrukcja używania plastra rozgrzewającego
na bóle menstruacyjne – wyrób medyczny**

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Głęboko działająca i relaksująca terapia ciepłem (do 12 godzin) dla tymczasowego złagodzenia bóli menstruacyjnych. Może być stosowana również na innych częściach ciała. Na bóle mięśni i stawów, bóle spowodowane przeciążeniem, bóle pleców i nadwyrężenia.

Składniki: Żelazo, woda, ziemia okrzemkowa, węgiel aktywny, chlorek sodowy

ZASTOSOWANIE:

- Umyć i osuszyć skórę w miejscu aplikacji plastra.
- Szczelny woreczek otwierać tylko rękami (nie używać noża, nożyczek itp.) bezpośrednio przed użyciem, ponieważ produkt uaktywnia się w kontakcie z powietrzem.
- Zdjąć folię ochronną z tyłu produktu i mocno przykleić produkt samoprzylepną stroną na bolącą część ciała. Zwrócić uwagę, aby produkt nie był pomarszczony.
- Osiągnięcie temperatury terapeutycznej może zająć do 30 minut.
- Dla najwyższej skuteczności zalecamy maksymalny czas stosowania 12 godzin. Nie należy stosować produktu dłużej niż 12 godzin w ciągu 24 godzin.
- Po jednorazowym użyciu produkt należy zutylizować.

WSKAZANIA:

Plastry rozgrzewające przeznaczone są do łagodzenia bóli menstruacyjnych, bólu mięśni i stawów oraz bólu związanego z nadmiernym wysiłkiem, obciążeniem, skróceniem i zapaleniem stawów, a także do łagodzenia bólu pleców i nadwyrężeń.

PRZECIWSKAZANIA:

Plastry rozgrzewające nie powinny być stosowane przez osoby o ograniczonej wrażliwości na temperaturę lub przez osoby z zaburzeniami krążenia, cukrzycą, uszkodzeniami nerwów, paraliżem lub wrażliwą skórą. Plastry rozgrzewające nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia, a u dzieci powyżej 12 roku życia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.



**OSTRZEŻENIA I INFORMACJE
O ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI**

- **Ten produkt może spowodować poparzenia.**
- **Przechowywać poza zasięgiem dzieci, niemowląt i zwierząt.**
- **Nie nagrzewać w kuchenke mikrofalowej.**
- Ten produkt jest produktem jednorazowego użytku.
- Ten produkt może powodować swędzenie skóry, zaczerwienienie lub łagodne oparzenia skóry u osób o wrażliwej skórze lub w wyniku nieprawidłowego stosowania.
- Nie stosować podczas snu.
- Podczas stosowania należy regularnie sprawdzać skórę.
- Skonsultować się z lekarzem przed użyciem, jeśli użytkownik ma cukrzycę, słabe krążenie, choroby serca, problemy z krążeniem, choroby reumatyczne, uszkodzenie nerwów, choroby skóry lub reumatoidalne zapalenie stawów, lub jeśli kobieta jest w ciąży.
- Proszek znajdujący się wewnątrz plastra zawiera żelazo i może być szkodliwy w przypadku kontaktu ze skórą lub połyknięcia. Jeśli zawartość zostanie przypadkowo połyknięta, należy przepłukać usta wodą i skontaktować się z Ośrodkiem Kontroli Żywności lub lekarzem.
- Jeśli zawartość plastra rozgrzewającego wejdzie w kontakt ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą.

- Nigdy nie podgrzewać produktu w kuchenke mikrofalowej ani nie próbować go ponownie podgrzewać, ponieważ plastry mogą się zapalić.
- W wieku od 55 lat wzrasta wrażliwość skóry. W przypadku zwiększonej wrażliwości stosować plastry rozgrzewające przez cienką odzież.
- Nigdy nie należy przecinać, rozrywać, spalać, ugniatać ani doprowadzać do kontaktu produktu z wodą lub innymi płynami.
- Utylizacja produktu zgodnie z lokalnymi przepisami
- Poważne incydenty należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi.

PODCZAS STOSOWANIA TEGO PRODUKTU:

- Jeśli pojawi się dyskomfort, odczucie temperatury będzie nieprzyjemne, pojawiają się podrażnienia, wysypka lub oparzenia, należy natychmiast usunąć produkt.
- Jeśli produkt wydaje się zbyt gorący, należy przerwać stosowanie i/lub założyć plaster przed ubraniem.
- Nie wywierać dodatkowego nacisku na produkt i nie zakładać na niego ciasno dopasowanej odzieży. Należy zawsze zapewnić dostęp powietrza do plastra rozgrzewającego.
- Przed badaniem MRI produkt należy usunąć.

NIE STOSOWAĆ:

- Jeśli plaster jest nieszczelny i/lub opakowanie jest uszkodzone lub rozdarte.
- Przez okres dłuższy niż dwadzieścia godzin w ciągu 24 godzin.
- Na zaczerwienionej, chorej, uszkodzonej lub zranionej skórze.
- W połączeniu z maściami przeciwbólowymi, tabletkami przeciwbólowymi, balsamami medycznymi, kremami lub maściami.
- W miejscach z siniakami lub obrzękami, które wystąpiły w ciągu 48 godzin przed planowanym zastosowaniem oraz

w miejscach ciała objętych stanem zapalnym.

- W miejscach ciała, na których nie odczuwa się ciepła lub występuje intensywne pocenie.
- W przypadku zaburzeń krążenia tętniczego i zespołu Raynouda.
- Równocześnie z innymi produktami wytwarzającymi ciepło.
- U osób, które nie są w stanie samodzielnie usunąć produktu.
- U osób, które nie są w stanie przestrzegać instrukcji użytkowania.

**PRZERWAĆ STOSOWANIE I SKONSULTOWAĆ
SIĘ Z LEKARZEM**

- Jeśli objawy nasilają się lub trwają dłużej niż siedem dni.
- W przypadku zauważenia dyskomfortu, pieczenia, obrzęku, wysypki lub innych zmian na obszarze skóry, na którym noszony był plaster.



Producent



Upoważniony
Przedstawiciel w
Unii Europejskiej



data ważności



Numer partii



CE 0197 Oznaczenie
CE



Nie należy używać,
jeśli opakowanie jest
uszkodzone



Przestrzegać
instrukcji używania



Ostrzeżenia -
przestrzegać ostrzeżeń



Chronić przed
światłem



MD Wyrób medyczny



nie używać
ponownie



Przechowywać w
suchym miejscu



Przechowywanie w
temperaturze +10 °C - +40 °C



UDI niepowtarzalny
numer
identyfikacyjny produktu

PS-LAN: WP0024

Stand der Information:

Stan informacji:

Az információk állapota:

Stav informací:

REV/01 2023-05-11



Medizinprodukt /
Wyrób medyczny /
Zdravotnický
prostředek / Orvostechikai
eszköz



siehe Einzelverpackung /
patrz opakowanie jednostkowe /
lásd az egyedi csomagolást /
viz jednotlivé balení



LOT



Prolinx GmbH
Brehmstraße 56
DE-40239 Düsseldorf
Germany



Koolcare Technology Co., Ltd
Addr. No. 6-10, A5,
Shandong International Tech Park,
South Waihan Road, Linyi,
276017 Shandong, China
Facility: Wenyi Healthcare Park,
No.18, Zhenbei Road, Xinyi city,
221400 Jiangsu, China

EU-Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstrasse 6
DE-53757 St. Augustin
Germany



CE 0197



UDI



CZ **Návod k použití
menstruační hřejivá náplast
- Zdravotnický prostředek**

facelle



Přečtěte si pečlivě návod k použití a
uschovejte si jej k pozdějšímu nahlédnutí!

URČENÝM ÚČELEM:

Hlubokově působící a uvolňující tepelná terapie (až 12 hodin) pro dočasnou úlevu od menstruačních obtíží. Lze použít i na jiné tělesné partie. Na bolesti svalů a kloubů, únavu, bolesti zad a namožení.

Obsažené látky: Železo, voda, křemelina, aktivní uhlí, chlorid sodný

POUŽITÍ:

- Očistěte a osušte pokožku na místě, na kterém chcete výrobek použít.
- Vzdychotěsný sáček otevírejte pouze rukama (nikoli nožem, nůžkami apod.) bezprostředně před použitím, protože výrobek se aktivuje kontaktem se vzduchem.
- Odlepte ochrannou fólii ze zadní strany výrobku a pevně přilepte lepící stranu výrobku na bolestivou část těla. Dbejte na to, aby se neshrnula.
- Dosažení terapeutické teploty může trvat až 30 minut.
- Pro dosažení maximální účinnosti doporučujeme maximální dobu aplikace 12 hodin. Výrobek neaplikujte déle než 12 hodin během 24 hodin.
- Po použití výrobek zlikvidujte.

INDIKACE:

Hřejivá náplast je určena k úlevě od bolesti při menstruačních obtížích, bolesti svalů a kloubů a bolesti spojené s únavou, přetížením, podvrtnutím a artritidou, a také k úlevě od bolesti zad a namožení.

KONTRAINDIKACE:



**VÝSTRAHY/
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ:**

- **Tento výrobek může způsobit popáleniny.**
- **Uchovávejte mimo dosah dětí, kojců a zvířat.**
- **Neohřívajte v mikrovlnné troubě.**
- Tento výrobek je určen k jednorázovému použití.
- Tento výrobek může u osob s citlivou pokožkou nebo při nesprávné aplikaci způsobit svědění kůže, zarudnutí kůže nebo mírné popáleniny kůže.
- Neaplikujte během spánku.
- Během používání pravidelně kontrolujte pokožku.
- Pokud trpíte cukrovkou, špatným krevním oběhem, srdečním onemocněním, oběhovými problémy, revmatickými chorobami, poškozením nervů, kožními chorobami nebo revmatoidní artritidou nebo jste těhotná, poraďte se před použitím s lékařem.
- Prášek uvnitř náplasti obsahuje železo a může být škodlivý, pokud se dostane do kontaktu s kůží nebo je spolknut. Při náhodném požití obsahu náplasti vypláchněte ústa vodou a kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.
- Pokud se obsah hřejivé náplasti dostane do kontaktu s kůží nebo očima, okamžitě místo opláchněte vodou.
- Nikdy výrobek neohřívajte v mikrovlnné troubě ani se ho nepokoušejte znovu ohřát, protože by se náplasti mohly vznítit.

- Citlivost pokožky se zvyšuje od 55 let věku. V případě citlivé pokožky noste hřejivou náplast přes tenký oděv.
- Výrobek nikdy nestříhejte, netrhajte, nespálujte, nehněťte ani nedávejte do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Závažné případy musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému úřadu.

PŘI POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU:

- Pokud se budete cítit nepříjemně, teplota vám bude nepříjemná, dojde k podráždění, vyrážce nebo popálení, okamžitě výrobek odstraňte.
- Pokud je výrobek příliš horký, přestaňte jej používat a/nebo noste náplast přes oděv.
- Nevynížejte na výrobek zvýšený tlak a nenoste přes výrobek těsně přiléhající oblečení. Dbejte na to, aby se k hřejivé náplasti vždy dostalo trochu vzduchu.
- Před vyšetřením magnetickou rezonancí výrobek odstraňte.

NEPOUŽÍVEJTE:

- Pokud je náplast netěsná a/nebo je obal poškozený nebo roztržený.
- Po dobu delší než dvanáct hodin během 24 hodin.
- V kombinaci s mastmi proti bolesti, tabletami proti bolesti, léčivými tělovými mléky, krémy nebo mastmi.
- Na zarudlou, nemocnou, poškozenou nebo poraněnou pokožku.
- Na místa s modřinami nebo otoky, které vznikly během 48 hodin před plánovanou aplikací, a na zanícená místa na těle.
- Na místa na těle, na kterých nevnímáte teplo nebo se silně potíte.

- V případě poruch krevního oběhu a Raynaudova syndromu.
- Současně s jinými přípravky vytvářejícími teplo.
- U osob, které nemohou přípravek samy odstranit.
- U osob, které nejsou schopny dodržovat návod k použití.

**PŘESTAŇTE UŽÍVAT A PORAĎTE SE S
LÉKÁŘEM**

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo trvají déle než sedm dní.
- Pokud zaznamenate nepříjemné pocity, pálení, otok, vyrážku nebo jiné změny na pokožce v místě aplikace náplasti.

	Výrobce			zplnomocněný zástupce v EU
	datum použití			Číslo šarže
	0197 značka CE			Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Dodržujte návod k použití			Varování – dbejte na varování
	Chraňte před slunečním zářením			Zdravotnický prostředek
	Nepoužívejte znovu			Skladujte v suchu
	10 °C – 40 °C Skladování při +10 °C – +40 °C			jedinečné identifikační číslo produktu

HU **Menstruációs melegítő tapasz
Használati útmutató – Orvostechnikai eszköz**

RENDELTETÉS:

Mélyreható és feszültségcsökkentő hatás (akár 12 órán át) a menstruációs panaszok átmeneti csökkentéséhez. Más testrészekben is használható. Izom- és ízületi fájdalmakra, túlérzékenység miatt fájdalmakra, hátfájdalmakra és húzó-dásokra.

Összetevők: Vas, víz, kováföld, aktív szén, nátrium-klorid

HASZNÁLATA:

- Tisztítsa meg és törölje szárazra a bőrt azon a területen, ahol a terméket használni kívánja.
- A légmentesen lezárt tasakot csak közvetlenül a használat előtt bontsa fel kézzel (ne késsel vagy ollóval stb.), mert a termék a levegővel érintkezve aktiválódik.
- Húzza le a védőfóliát a termék hátoldaláról, és ragassza fel a tapadás oldalával a fáty testre, és közben ügyeljen, hogy ne keletkezzen ráncok.
- Akár 30 perc is elegendő a terápiás hőmérséklet eléréséig.
- A maximális hatás eléréséhez maximum 12 órás használati időt ajánlunk. Ne használja a terméket 24 órán belül 12 óránál hosszabb ideig.
- Egyszeri használat után dobja ki a terméket.

JAVALLATOK:

A hőtapaszt a menstruációs panaszokkal járó fájdalmak, izom- és ízületi fájdalmak és megerőltetés, túlterhelés, ficamok és artritis miatti fájdalmak enyhítésére, valamint hátfájdalmak és húzó-dások miatti fájdalmak enyhítésére fejlesztették ki.

ELLENJAVALLATOK:

A hőtapaszokat nem használhatják korlátozott hőérzékenységű személyek vagy keringési zavarokban, cukorbetegségben, idegkárosodásban, bénulásban vagy bőrerzékenységben szenvednek. A hőtapaszok 12 évesnél fiatalabb gyermekeknél nem használhatók, és 12 feletti gyermekeknél is csak felnőtt felügyelete mellett.



**FIGYELEM!/
ÖVINTÉZKEDÉSEK:**

- **Ez a termék égési sérüléseket okozhat.**
- **Gyermekektől, csecsemőktől és állatoktól elzárva tartandó.**
- **Ne melegítse fel mikrohullámú sütőben.**
- Ez a termék csak egyszer használható.
- Ez a termék érzékeny bőrű embereknek vagy helytelen használat miatt bőrvízképzést, bőrpírt vagy a bőr enyhe égési sérülését okozhatja.
- Alvás közben ne használja.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a bőrét.
- Használat előtt érdeklődjön orvosánál, ha cukorbeteg, rossz a vérnyomása, szívbetegekben, keringési zavarokban, reumás megbetegedésekben, idegkárosodástól, bőrbetegségekből vagy reumás ízületi gyulladásban szenved, vagy ha terhes.
- A tapasz belső részben található por vasat tartalmaz, ami bőrrel érintkezve vagy lenyelés esetén káros hatású lehet. A tartalom véletlen bevétele esetén öblítse ki vízzel a száját, és forduljon mérgezési központhoz vagy orvosához.
- Ha a hőtapasz tartalma bőrrel vagy szemmel érintkezik, akkor az érintett részt vízzel azonnal öblítse le.
- Soha ne melegítse a terméket mikrohullámú sütőben, és ne próbálja újra felmelegíteni, mert a tapasz meggyulladhat.



Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót,
és későbbi elolvasás céljából szíveskedjen megőrizni!

- 55 éves életkor felett fokozódik a bőr érzékenysége. Megfelelő érzékenység esetén a hőtapaszt vékony ruházat felett viselje.
- Soha ne vágja szét, ne tépje szét, ne gyújtsa meg, ne gyújra össze a terméket, és ne hagyja, hogy vízzel vagy más folyadékokkal érintkezzen.
- A termék ártalmatlanságát a helyi előírások szerint végezze
- A súlyos eseteket jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságoknak.

A TERMÉK HASZNÁLATA ESETÉN:

- Ha nem érzi jól magát, kellemetlennek érzi a hőmérsékletet, irritációt, kiütéseket vagy égési sérüléseket vesz észre, azonnal távolítsa el a terméket.
- Ha a terméket túl forrónak érzi, fejezze be a használatát, és/vagy a tapaszt a ruházat felett viselje.
- Ne gyakoroljon további nyomást a termékre, és ne viseljen szoros ruházatot a termék felett. Gondoskodjon róla, hogy a hőtapasz soha ne érintkezzen valamilyen módon levegővel.
- MRT-kezelés előtt a terméket távolítsa el.

NE HASZNÁLJA A TERMÉKET:

- Ha a tapasz nincs légmentesen lezárva és a csomagolás sérült vagy szakadt.
- Több mint tizenkét óránál hosszabb ideig 24 órán belül.
- Fájdalomcsillapító kenőcsökkel, tablettákkal, folyékony gyógyszerrel, krémekkel vagy kenőcsökkel együtt.
- Kipirodott, beteg, sérült vagy károsodott bőrfelületen.
- Olyan vérömlenyek vagy duzzanatok helyén, amelyek a tervezett használat előtt 48 órán belül jelentkeztek, valamint gyulladás testrészekben.
- Olyan testfelületeken, ahol a hő nem érzékelhető, vagy ahol erős izzadás fordulhat elő.

- Artériás vérellátási zavarok és Raynaud-szindróma esetén.
- Más hőtermelő termékekkel egy időben.
- Olyan személyeknél, akik a terméket saját maguk nem tudják eltávolítani.
- Olyan személyeknél, akik nem képesek a használati útmutatóban foglaltakat követni.

**FEJEZZE BE A HASZNÁLATOT ÉS FORDULJON
ORVOSHOZ**

- Ha panaszai súlyosbodnak vagy hét napnál hosszabb ideig fennállnak.
- Ha azon a bőrfelületen, ahová a tapaszt felhelyezték, panaszok, gyulladások, duzzanatok, kiütések vagy más elváltozások jelentkeznek.

	Gyártó			Az Európai Unió meghatalmazottja
	használat dátuma			tételszám
	0197 CE-jegy			Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Vegye figyelembe a használati útmutatót			Figyelmeztetések – vegye figyelembe a figyelmeztetéseket
	Napfénytől távol tartandó			orvostechnikai eszköz
	Ne használja újra			Szárazon tárolni
	10 °C – 40 °C Tárolás +10 °C – +40 °C-on			egydi termékazonosító szám

PS-LAN: WP0024

Stand der Information:
Stan informacij:
Az információk állapota:
Stav informacij:
REV/01 2023-05-11



Medizinprodukt /
Wyrób medyczny /
Zdravotnický
prostředek / Orvostechnikai
eszköz



siehe Einzelverpackung /
patrz opakowanie jednostkowe /
lásd az egyedi csomagolást /
viz jelentővő balení



Proline GmbH
Brehmstraße 56
DE-40239 Düsseldorf
Germany



Koolcare Technology Co., Ltd
Adr.: No. 6-10, A5,
Shandong International Tech Park,
South Weihuan Road, Linyi,
276017 Shandong, China
Facility: Wenly Healthcare Park,
No.18, Zhenbei Road, Xinyi city,
221400 Jiangsu, China

EU-Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstrasse 6
DE-53757 St. Augustin
Germany



0197

