



active MED

MEDIZINPRODUKT

Migränemaske zur Kältetherapie

Masque contre la migraine
Maschera per emicrania

- ✓ bei Kopfschmerz, Migräne, geschwollenen Augen und Verspannungen
- ✓ 360°-Kühleffekt
- ✓ Weich und dehnbar für sanfte, kühlende Kompression
- ✓ Blockt Licht und reduziert Geräusche



Hersteller/Fabrikant/
Fabricante:
P5 Product Services GmbH
Alte Heerstrasse 6
53757 Sankt Augustin
Deutschland / Allemagne /
Germania
www.product-services.de
info@product-services.de

CH REP
CNC Medical Devices GmbH
Ripgrasse 3
6300 Zug
Schweiz

CH-Importeur:
ALMA SOURCE AG
Hörsliellenstrasse 3
9536 Schwarnbach SG
Schweiz



Inhalt:
1 Migränemaske
Material:
Füllung: Glyzerol, Wasser,
Sodium-Acrylat/Krylamid
Copolymer.
Kontaminationstoffe
Ausstemmaterial: 15%
Nylon, 15% Baustoff

Contentu:
1 masche migraine
Material:
Contenu: glycerol, eau,
acrylate de sodium/
acrylamide copolymere,
agents de contamination
Material externe:
15 % nylon,
15 % desoban

Contento:
1 maschera per emicrania
Material:
Material interne:
glycerolo, acqua, acrilato di
sodio/acrilamida di
copolimero
Materiali esterni:
15% nylon, 15% elastan



Maschera per emicrania per la terapia del freddo
(Prodotto medico)
- per mal di testa, emicranie, occhi gonfi e tensioni
- Effetto rinfrescante a 360°
- Morbidità ed elasticità per una compressione delicata e rinfrescante
- Blocca la luce e attenua i rumori

Avvertenze/Warnings:
- Evitare l'uso prolungato in presenza di lesioni cutanee o di allergie.
- Evitare l'uso prolungato in presenza di lesioni cutanee o di allergie.

Istruzioni per l'uso

Use previsto/Indicazioni:
Compressa per uso esterno, concepita per l'uso privato su pelle integra, non irritabile.
Per la terapia del freddo con compressione in caso di mal di testa, emicranie, occhi gonfi e tensioni

Impiego:

1. Inserire la maschera per emicrania nella busta (in dotazione) e riporre in frigorifero o in congelatore per almeno 1-2 ore.
2. togliere la maschera per emicrania dalla busta, eliminare l'eventuale umidità presente e indossarla come fascia o maschera per gli occhi.
3. Terminare l'applicazione/togliere la maschera dopo 15-20 minuti. L'applicazione può essere ripetuta dopo una pausa di almeno 30 minuti.



Avvertenze/Warnings precauzionali:

- Togliere immediatamente la maschera per emicrania in caso di mal di testa. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Togliere subito la maschera se la temperatura viene percepita come sgradevole.
- Controllare l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se i cristalli di ghiaccio sono visibili o se fuoriescono dal prodotto.
- Utilizzare solo se in condizioni perfette.
- In caso di assunzione inavvertita del contenuto della busta, bere molta acqua e consultare in via precauzionale un medico.
- Non utilizzare su ferite aperte, gonfiore accentuato o pelle sensibile.
- Utilizzare sui bambini solo sotto la supervisione di un adulto.
- Conservare il fuori della paratia dei bambini.
- Non adatta per i bambini sotto i 3 anni di età.
- Eventuali movimenti gravi devono essere segnalati al produttore e all'assistenza competente.

Istruzioni di manutenzione:

Dopo l'uso, pulire la maschera per emicrania con un panno umido, lasciarla asciugare in aria in posizione eretta e, una volta completamente asciutta, rinfrescarla nuovamente al interno della apposita busta. Per un periodo prolungato la maschera va conservata a temperatura ambiente nella busta. La manutenzione può essere effettuata nei rifugi domestici.

Controindicazioni:

da non impiegare in combinazione con antidolorifici come tempo che dei medicinali/prodotto analgesico e in caso di percezione limitata della temperatura, nonché in presenza di disturbi all'irradiazione artrosica del sangue e sindrome di Raynaud. In caso di mal di testa persistente e dolore cronico prima dell'impiego consultare un medico.

Masque de thérapie contre la migraine par le froid (Dispositif médical)

- En cas de maux de tête, de migraine, d'yeux enflés et de contractions.
- Effet rafraîchissant à 360°
- Mou et extensible pour une compression douce et rafraîchissante
- Bloque la lumière et réduit le bruit

Avvertenze/Warnings:
- Evitare l'uso prolungato in presenza di lesioni cutanee o di allergie.
- Evitare l'uso prolungato in presenza di lesioni cutanee o di allergie.

Notice d'utilisation

Destination/Indication:
Compresses réfrigérées, destinées à un usage externe dans le domaine privé, à appliquer sur la peau non blessée. Pour la thérapie par le froid avec compression en cas de maux de tête, de migraine, d'yeux enflés ou de contractions.

Utilisation:

1. Insérer le masque contre la migraine dans le sachet de congélation (à-jour) et le mettre au congélateur ou au réfrigérateur pendant au moins 1-2 heures.
2. Retirer le masque migraine des sachets, essayer l'humidité éventuellement présente puis l'appliquer comme un bandeau ou un masque oculaire.
3. Au bout de 15-20 minutes, essuyer l'application/retirer le masque. L'utilisation peut être répétée après avoir observé une pause d'au moins 30 minutes.



Mises en garde / Mesures de précaution:

- Retirer le masque contre la migraine si des symptômes se manifestent. Si les symptômes persistent, veuillez contacter un médecin.
- Retirer immédiatement le masque si la température est perçue comme désagréable.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est intact. Ne pas utiliser si des cristaux de glace sont visibles ou si du gel s'écoule.
- N'utilisez le dispositif que dans un état impeccable.
- En cas d'ingestion accidentelle du contenu de la pochette, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin à titre préventif.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, de fortes enflures ou sur les peaux sensibles.
- N'utiliser sur les enfants que sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Les incidents graves de conséquences doivent être notifiés au fabricant et à l'assistance compétente.

Instructions d'entretien:

Après l'utilisation du masque contre la migraine, essuyer avec un linge humide, le laisser sécher à plat à l'air et le remettre dans le sachet de congélation, pour le refroidir, qu'après qu'il a entièrement séché. Stockage permanent à température ambiante dans le sachet de congélation. Le dispositif peut être éliminé avec les autres déchets.

Contre-indications:

Ne pas utiliser le masque contre la migraine en même temps que des médicaments/prodotto analgesico e in caso di percezione ristretta della temperatura, nonché in presenza di troubles circulatoires artériels et de syndrome de Raynaud. En cas d'affections rhumatismales et de troubles chroniques, veuillez consulter un médecin avant utilisation.

1 Stück