

# Gebrauchsanweisung

## Menstruations-Wärmepflaster

### Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren



#### Zweckbestimmung


Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 12h) zur vorübergehenden Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen; Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

#### Inhalt

8 Stück Wärmepads

**Inhaltsstoffe:** Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

#### Anwendung

- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Produktes ab und kleben Sie das Produkt fest auf die schmerzende Körperstelle auf und achten Sie auf faltenfreien Sitz, da sonst ein erhöhtes Verbrennungsrisiko besteht.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 12 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach einmaligen Gebrauch Produkt entsorgen. 

#### Indikationen

Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen entwickelt.

#### Kontraindikationen

Wärmepackungen sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahre nur unter Aufsicht Erwachsener.




#### Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafes anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig (stündlich).
- Wenn eine Irritation oder Verbrennung auftritt, das Produkt umgehend entfernen.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

#### Bei Anwendung dieses Produktes

- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

#### Nicht anwenden

- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist. 
- Für mehr als zwölf Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

#### Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

#### Haltbarkeit ab Produktion: 3 Jahre

#### Transport und Lagerung

Das Produkt bei Raumtemperatur in belüfteter Umgebung lagern und transportieren.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:

Telefon: +49 (0) 22 41 234 06 00

E-Mail: [info@product-services.de](mailto:info@product-services.de)



Hersteller / Proizvajalec:  
Koolcare Technology Co., Ltd.  
Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,  
South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China  
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,  
Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China



**Prolinx GmbH**  
Brehmstraße 56  
40239 Düsseldorf  
Germany

EU-Importeur / Uvoznik:  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Germany  
[info@product-services.de](mailto:info@product-services.de)  
PS-LAN: WP0041



Siehe Einzelverpackung /  
glej posamezno pakiranje



Stand / Stanje: REV/01 2024-05-24

SI

## Navodila za uporabo

### Toplotni obliž za menstruacijo

#### Medicinski pripomoček

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

#### Predvideni namen

Globoko delujoča in sproščujoča toplotna terapija (do 12 h) začasno lajšanje bolečin v mišicah in sklepih; za bolečine pri naprežanju, bolečine v hrbtu in menstruacijske težave.

**Sestavine:** železo, voda, kremenčev pesek, aktivno oglje, natrijev klorid

#### Vsebina:

8 kosov

#### Uporaba

- Očistite in osušite kožo na mestu, ki ga boste prelepili.
- Zatesnjeni paket odprite z rokami (in ne nožem ali škarijami itd.) tik pred uporabo, ker se izdelek aktivira pri stiku z zrakom.
- Zadnje strani snemite zaščitno folijo in izdelek dobro prilepite na boleče mesto na telesu, pri tem pa pazite, da pripomoček pri namestitvi ne bo zguban, ker je drugače tveganje opeklin večje.
- Da se doseže terapevtsko temperaturo lahko traja 30 minut.
- Za največjo učinkovitost priporočamo uporabo, ki traja vsaj 12 ur. Izdelka ne uporabljajte dlje kot 12 ur v razponu 24 ur.
- Izdelek odvrzite po enkratni uporabi.



#### Indikacije

Toplotni obliži so bili razviti za blaženje bolečin v mišicah, sklepih in bolečine, ki so povezane s čezmernimi napori, obremenitvami, izvini in artritisom, kot tudi za blaženje bolečin v hrbtu, menstruacijskih težavah in nategih.

#### Kontraindikacije

Toplotnih obližev ne smejo uporabljati osebe z omejenim zaznavanjem toplote ali osebe z motnjami pretoka, sladkorno boleznijo, poškodbami živcev, ohromitvijo ali občutljivo kožo. Toplotnih obližev se ne sme uporabljati pri otrocih, starih do 12 let, pri otrocih, starih več kot 12 let pa samo pod nadzorom odrasle osebe.



#### Opozorila / Previdnostni ukrepi

- Ta izdelek lahko povzroči opekline.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom, dojenčkom in živalim.
- Izdelka ne ogrevajte v mikrovalovni pečici.
- Ta izdelek je namenjen za enkratno uporabo.
- Ta izdelek lahko pri osebah z občutljivo kožo ali zaradi napačne uporabe povzroči srbečo ali rdečo kožo ali lahke opekline kože.
- Ne uporabljajte ga med spanjem.
- Med uporabo redno preverjajte kožo (vsako uro).
- Če se pojavi draženje ali opekline, pripomoček nemudoma odstranite.
- Če imate sladkorno bolezen, slabo prekrvavitev, srčne bolezni, težave z obtokom, revmatske bolezni, poškodbe živcev, kožne bolezni, revmatoidni artritis ali če ste noseči, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Prašek v notranjosti obliža vsebuje železo in lahko škoduje pri stiku s kožo ali zaužitju. Če vsebino pomotoma zaužijete, usta izperite z vodo in se obrnite na center za zastrupitve ali zdravnika.
- Če pride vsebina toplotnega obliža v stik s kožo ali očmi, področje takoj izperite z vodo.
- Izdelka nikoli ne ogrevajte v mikrovalovni pečici in ga ne poskušajte segreti ponovno, ker se lahko obliž vname.
- Občutljivost kože je od starosti 55 let vedno večja. Toplotni obliž pri določeni stopnji občutljivosti nosite preko tanjšega oblačila.
- Izdelka nikoli ne režite, trgajte, sežgite, gnetite, ali dajte v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi
- V primeru resnih težav morate obvestiti proizvajalca in pristojni organ.

#### Pri uporabi tega izdelka

- Če se ne počutite dobro, se vam temperatura zdi neprijetna, če pride do draženja, izpuščaja ali opeklin, izdelek takoj odstranite.
- Če se zdi izdelek prevroč, prenehajte z uporabo in/ali nosite obliž preko oblačila.
- Na izdelek ne izvajajte nobenega dodatnega pritiska in čez izdelek ne nosite tesnih oblačil. Poskrbite, da bo toplotni obliž vedno v stiku z manjšo količino zraka.
- Izdelek pred preiskavo z magnetno resonanco odstranite.

#### Ne uporabljajte

- Če obliž ne tesni in/ali je ovojina poškodovana oziroma raztrgana.
- Za dlje kot dvanajst ur v razponu 24 ur.
- V povezavi s protibolečinskimi mazili, protibolečinskimi zdravili, medicinskimi losjoni, kremami ali mazili.
- Na pordeli, bolni, razboleli ali poškodovani koži.
- Na mestih z modricami ali oteklina, do katerih pride v 48 urah pred načrtovano uporabo in na vnetih delih telesa.
- Na mestih telesa, kjer ni mogoče zaznati toplote ali kjer se močno potite.
- Pri arterijskih motnjah pretoka in pri Reynaudovem sindromu.
- Sočasno z drugimi izdelki, ki ustvarjajo toploto.
- Pri osebah, ki izdelka ne morejo odstraniti same.
- Pri osebah, ki niso sposobne upoštevati navodil.



#### Prenehajte z uporabo in vprašajte zdravnika


Če se vaše težave poslabšajo ali ostanejo prisotne dlje kot sedem dni. Če opazite težave, opekline, oteklino, izpuščaj ali druge spremembe na koži, kjer ste nosili obliž.

#### Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 3 leta

#### Prevoz in skladiščenje

Izdelek hranite in prevažajte pri sobni temperaturi v prezračevanem okolju.

#### Symbole / Simboli



AT

Hersteller

Chargennummer

CE-Zeichen

Herstellungsdatum

Gebrauchsanweisung beachten

nicht wiederverwenden

Lagerung bei -10°C - +40°C

Bevollmächtigter der Europäischen Union

verwendbar bis

Zeichen von „nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist“

Achtung, siehe Gebrauchsanweisung

Medizinprodukt

eindeutige Produktidentifikationsnummer

SI

Proizvajalec

Koda serije

Oznaka CE

Datum proizvodnje

Glejte navodila za uporabo

Ne uporabite ponovno

Shranjevanje pri temperaturi od -10°C do +40°C

Pooblaščen predstavnik v evropski uniji

Rok uporabe

Oznaka „če je embalaža poškodovana, pripomočka ne uporabite“

Opozorilo, glejte navodila za uporabo

Medicinski pripomoček

Edinstveni identifikator pripomočka

Hersteller / Proizvajalec:  
Koolcare Technology Co., Ltd.  
Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,  
South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China  
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,  
Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China

EC REP

Prolix GmbH  
Brehmstraße 56  
40239 Düsseldorf  
Germany

EU-Importeur / Uvoznik:  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Germany  
info@product-services.de  
PS-LAN: WP0041

LOT



Siehe Einzelverpackung /  
glej posamezno pakiranje



CE 0197

Stand / Stanje: REV/01 2024-05-24

# Gebrauchsanweisung

## Wärmegürtel Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren

AT

### Zweckbestimmung


Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 12h) zur vorübergehenden Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen; Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

### Inhalt

2 Stück Wärmegürtel  
4 Stück Wärmepads

**Inhaltsstoffe:** Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

### Anwendung

- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Legen Sie je ein Wärmepad in beide Taschen des Gürtels. Legen Sie den Gürtel an und fixieren ihn mit der Wärmeplatte auf der schmerzenden Stelle, in dem Sie den Verschluss schließen.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 12 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach der Anwendung die Wärmepads entnehmen und entsorgen  und den Gürtel für die nächste Anwendung behalten.

### Indikationen

Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen entwickelt.

### Kontraindikationen

Wärmepackungen sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahre nur unter Aufsicht Erwachsener.




### Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt.
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig (stündlich).
- Wenn eine Irritation oder Verbrennung auftritt, das Produkt umgehend entfernen.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

### Bei Anwendung dieses Produktes

- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

### Nicht anwenden

- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist. 
- Für mehr als zwölf Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

### Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

### Haltbarkeit ab Produktion: 3 Jahre

### Transport und Lagerung

Das Produkt bei Raumtemperatur in belüfteter Umgebung lagern und transportieren.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:

Telefon: +49 (0) 22 41 234 06 00

E-Mail: info@product-services.de

 Hersteller / Proizivajalec:  
Koolcare Technology Co., Ltd.  
Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,  
South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China  
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,  
Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China

  
**Prolinx GmbH**  
Brehmstraße 56  
40239 Düsseldorf  
Germany

EU-Importeur / Uvoznik:  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Germany  
info@product-services.de  
PS-LAN: WP0041

 **LOT**



Siehe Einzelverpackung /  
glej posamezno pakiranje



 **CE** 0197

Stand / Stanje: REV/01 2024-05-24



## Navodila za uporabo

### Grelni pas

#### Medicinski pripomoček

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

#### Predvideni namen

Globoko delujoča in sproščujoča toplotna terapija (do 12 h) za začasno lajšanje bolečin v mišicah in sklepih; za bolečine pri naprežanju, bolečine v hrbtu in menstruacijske težave.

**Sestavine:** železo, voda, kremenčev pesek, aktivno oglje, natrijev klorid

#### Vsebina:

2 kosa pasu za hrbet  
8 kosov grelnih podlog

#### Uporaba

- Očistite in posušite kožo na mestu nanosa.
- Vrečko z 2 grelnima blazinicama odprite le z rokami (in ne nožem ali škarjami itd.) tik pred uporabo, ker se izdelek aktivira pri stiku z zrakom.
- V vsak žep pasu vložite po eno grelno podlogo. Nemstite si pas in ga z zapiranjem zapirala pritrđite, tako da bo grelna površina na bolečem mestu.
- Da se doseže terapevtsko temperaturo lahko traja 30 minut.
- Za največjo učinkovitost priporočamo uporabo, ki traja vsaj 12 ur. Izdelka ne uporabljajte dlje kot 12 ur v razponu 24 ur.
- Po uporabi odstranite in zavrzite grelne podloge, pas pa obdržite za uporabo v prihodnosti.



#### Indikacije

Toplotni obliži so bili razviti za blaženje bolečin v mišicah, sklepih in bolečine, ki so povezane s čezmernimi napori, obremenitvami, izvini in artritisom, kot tudi za blaženje bolečin v hrbtu, menstruacijskih težavah in nategih.

#### Kontraindikacije

Toplotnih obližev ne smejo uporabljati osebe z omejenim zaznavanjem toplote ali osebe z motnjami pretoka, sladkorno boleznijo, poškodbami živcev, ohromitvijo ali občutljivo kožo. Toplotnih obližev se ne sme uporabljati pri otrocih, starih do 12 let, pri otrocih, starih več kot 12 let pa samo pod nadzorom odrasle osebe.



#### Opozorila / Previdnostni ukrepi

- Ta izdelek lahko povzroči opekline.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom, dojenčkom in živalim.
- Izdelka ne ogrevajte v mikrovalovni pečici.
- Ta izdelek je namenjen za enkratno uporabo.
- Ta izdelek lahko pri osebah z občutljivo kožo ali zaradi napačne uporabe povzroči srbečo ali rdečo kožo ali lahke opekline kože.
- Ne uporabljajte ga med spanjem.
- Med uporabo redno preverjajte kožo (vsako uro).
- Če se pojavi draženje ali opekline, pripomoček nemudoma odstranite.
- Če imate sladkorno bolezen, slabo prekrvavitev, srčne bolezni, težave z obtokom, revmatične bolezni, poškodbe živcev, kožne bolezni, revmatoidni artritis ali če ste noseči, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Prašek v notranjosti obliža vsebuje železo in lahko škoduje pri stiku s kožo ali zaužitju. Če vsebino pomotoma zaužijete, usta izperite z vodo in se obrnite na center za zastrupitve ali zdravnika.
- Če pride vsebina toplotnega obliža v stik s kožo ali očmi, področje takoj izperite z vodo.
- Izdelka nikoli ne ogrevajte v mikrovalovni pečici in ga ne poskušajte segreti ponovno, ker se lahko obliž vname.
- Občutljivost kože je od starosti 55 let vedno večja. Toplotni obliž pri določeni stopnji občutljivosti nosite preko tanjšega oblačila.
- Izdelka nikoli ne režite, trgajte, sežgite, gnetite, ali dajte v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi
- V primeru resnih težav morate obvestiti proizvajalca in pristojni organ.

#### Pri uporabi tega izdelka

- Če se ne počutite dobro, se vam temperatura zdi neprijetna, če pride do draženja, izpuščaja ali opeklin, izdelek takoj odstranite.
- Če se zdi izdelek prevroč, prenehajte z uporabo in/ali nosite obliž preko oblačila.
- Na izdelek ne izvajajte nobenega dodatnega pritiska in čez izdelek ne nosite tesnih oblačil. Poskrbite, da bo toplotni obliž vedno v stiku z manjšo količino zraka.
- Izdelek pred preiskavo z magnetno resonanco odstranite.

#### Ne uporabljajte

- Če obliž ne tesni in/ali je ovojina poškodovana oziroma raztrgana.
- Za dlje kot dvanajst ur v razponu 24 ur.
- V povezavi s protibolečinskimi mazili, protibolečinskimi zdravili, medicinskimi losjoni, kremami ali mazili.
- Na pordeli, bolni, razboleli ali poškodovani koži.
- Na mestih z modricami ali oteklina, do katerih pride v 48 urah pred načrtovano uporabo in na vnetih delih telesa.
- Na mestih telesa, kjer ni mogoče zaznati toplote ali kjer se močno potite.
- Pri arterijskih motnjah pretoka in pri Raynaudovem sindromu.
- Sočasno z drugimi izdelki, ki ustvarjajo toploto.
- Pri osebah, ki izdelka ne morejo odstraniti same.
- Pri osebah, ki niso sposobne upoštevati navodil.



#### Prenehajte z uporabo in vprašajte zdravnika


- Če se vaše težave poslabšajo ali ostanejo prisotne dlje kot sedem dni.
- Če opazite težave, opekline, oteklino, izpuščaj ali druge spremembe na koži, kjer ste nosili obliž.

#### Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 3 leta

#### Prevoz in skladiščenje

Izdelek hranite in prevažajte pri sobni temperaturi v prežračevanem okolju.

#### Symbole / Simboli



Hersteller

Chargennummer

CE-Zeichen

Herstellungsdatum

Gebrauchsanweisung beachten

nicht wiederverwenden

Lagerung bei -10°C - +40°C

Bevollmächtigter der Europäischen Union

verwendbar bis

Zeichen von „nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist“

Achtung, siehe Gebrauchsanweisung

Medizinprodukt

eindeutige Produktidentifikationsnummer



Proizvajalec

Koda serije

Oznaka CE

Datum proizvodnje

Glejte navodila za uporabo

Ne uporabite ponovno

Shranjevanje pri temperaturi od -10°C do +40°C

Pooblaščen predstavnik v evropski uniji

Rok uporabe

Oznaka „če je embalaža poškodovana, pripomočka ne uporabite“

Opozorilo, glejte navodila za uporabo

Medicinski pripomoček

Edinstveni identifikator pripomočka

Hersteller / Proizvajalec:  
Koolcare Technology Co., Ltd.  
Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,  
South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China  
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,  
Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China



**Proflinx GmbH**  
Brehmstraße 56  
40239 Düsseldorf  
Germany

EU-Importeur / Uvoznik:  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
53757 St. Augustin  
Germany  
info@product-services.de  
PS-LAN: WP0041



Siehe Einzelverpackung /  
glej posamezno pakiranje



Stand / Stanje: REV/01 2024-05-24