

- Prima dell'uso, consultare un medico se si soffre di diabete, cattiva circolazione, malattie cardiache, disturbi circolatori, malattie reumatiche, danni neurologici, malattie della pelle, artrite reumatoide o in caso di gravidanza.
- La polvere all'interno del cerotto contiene ferro e può essere dannosa in caso di contatto con la pelle o di ingestione. In caso di assunzione inavvertita del contenuto, sciacquare la bocca con acqua e contattare il centro antiveleni oppure rivolgersi a un medico.
- Se il contenuto del cerotto entra in contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente l'area con acqua.
- Non inserire mai il prodotto nel microonde ed evitare di riscaldarlo due volte. Il cerotto potrebbe prendere fuoco.
- Dall'età di 55 anni la sensibilità della pelle aumenta. In presenza di tale sensibilità il cerotto riscaldante va pertanto applicato sopra indumenti sottili.

- Non tagliare, strappare, bruciare, modellare il prodotto né metterlo a contatto con acqua o altri liquidi.
- Smaltire il prodotto in conformità alle direttive locali
- Eventuali inconvenienti gravi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente.

In caso di utilizzo del prodotto

- Rimuovere immediatamente il prodotto in caso di malessere, percezione spiacevole della temperatura, irritazioni, eruzioni cutanee o ustioni.
- Se il prodotto viene percepito come troppo caldo, interrompere l'applicazione e/o applicare il cerotto sopra ai vestiti.
- Non produrre ulteriore pressione sul prodotto né indossare indumenti attillati sopra il prodotto. Fare in modo che arrivi sempre un po' d'aria al cerotto riscaldante.
- Togliere il prodotto prima di una risonanza magnetica.

Non applicare

- Se il prodotto non è stagno e/o se la confezione è danneggiata o strappata.
- Per più di dodici ore nelle 24 ore.
- Unitamente a pomate antidolorifiche, antidolorifici in compresse, lozioni, creme o unguenti.
- Su pelle arrossata, malata, danneggiata o lesa.
- Su punti che presentano ematomi o rigonfiamenti comparsi nelle 48 ore precedenti all'applicazione e su parti del corpo infiammate.
- Su parti del corpo che non sono in grado di percepire il calore o caratterizzate da abbondante sudorazione.
- In presenza di disturbi circolatori e di sindrome di Raynaud.
- Insieme ad altri prodotti che generano calore.
- Su persone che non sono in grado di togliere da sole il prodotto.
- Su persone che non sono in grado di seguire le istruzioni per l'uso.



Interruzione dell'applicazione e consulto medico

- Se il malessere si aggrava o si interrompe per più di sette giorni.
- Se si notano malesseri, bruciore, rigonfiamenti, eruzioni cutanee o altre alterazioni cutanee sul sito in cui è stato applicato il cerotto.

Durata dalla produzione: 3 anni

Trasporto e conservazione

Trasportare e conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo ventilato.

SI

Navodila za uporabo

Toplotni obliž / Toplotni ovoj

Medicinski pripomoček

Predvideni namen

Globoko delujoča in sproščujoča toplotna terapija (do 12 h) za prehodno sproščanje bolečin v mišicah in mišičah; za bolečine pri naprežanju, bolečine v hrbtu in menstruacijske težave.

Sestavine: železo, voda, kremenčev pesek, aktivno oglje, natrijev klorid

Vsebina:

- Toplotni obliž: 6 kosi (pribl. 13 x 9,5 cm) oz
- Toplotni ovo j: 4 kosi (pribl. 29 x 9 cm) za enkratno uporabo

Uporaba

- Očistite in osušite kožo na mestu, ki ga boste prelepili.
- Zatesnjeni paket odprite z rokami (in ne nožem ali škarjami itd.) tik pred uporabo, ker se izdelek aktivira pri stiku z zrakom.
- Z zadnje strani snemite zaščitno folijo in izdelek dobro prilepite na boleče mesto na telesu, pri tem pa pazite, da pripomoček pri namestitvi ne bo zguban, ker je drugače tveganje opeklin večje.
- Da se doseže terapevtsko temperaturo lahko traja 30 minut.
- Za največjo učinkovitost priporočamo uporabo, ki traja vsaj 12 ur. Izdelka ne uporabljajte dlje kot 12 ur v razponu 24 ur.
- Izdelek odvrzite po enkratni uporabi.



Indikacije

Toplotni obliži so bili razviti za blaženje bolečin v mišicah, sklepah in bolečine, ki so povezane s čezmernimi napori, obremenitvami, izvini in artritisom, kot tudi za blaženje bolečin v hrbtu, menstruacijskih težavah in nategih.

Kontraindikacije

Toplotnih obližev ne smejo uporabljati osebe z omejenim zaznavanjem toplote ali osebe z motnjami pretoka, sladkorno boleznijo, poškodbami živcev, ohromitvijo ali občutljivo kožo. Toplotnih obližev se ne sme uporabljati pri otrocih, starih do 12 let, pri otrocih, starih več kot 12 let pa samo pod nadzorom odrasle osebe.



Opozorila / Previdnostni ukrepi

- Ta izdelek lahko povzroči opekline.**
- Shranjujte nedosegljivo otrokom, dojenčkom in živalim.**
- Izdelka ne ogrevajte v mikrovalovni pečici.**
- Ta izdelek je namenjen za enkratno uporabo.
- Ta izdelek lahko pri osebah z občutljivo kožo ali zaradi napačne uporabe povzroči srbečo ali rdečo kožo ali lahke opekline kože.
- Ne uporabljajte ga med spanjem.
- Med uporabo redno preverjajte kožo (vsako uro).
- Če se pojavi draženje ali opekline, pripomoček nemudoma odstranite.
- Če imate sladkorno bolezen, slabo prekrvavitev, srčne bolezni, težave z obtokom, revmatske bolezni, poškodbe živcev, kožne bolezni, revmatoidni artritis ali če ste noseči, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Prašek v notranjosti obliža vsebuje železo in lahko škoduje pri stiku s kožo ali zaužitju. Če vsebino pomotoma zaužijete, usta izperite z vodo in se obrnite na center za zastupitve ali zdravnika.
- Če pride vsebina toplotnega obliža v stik s kožo ali očmi, področje takoj izperite z vodo.

- Izdelka nikoli ne ogrevajte v mikrovalovni pečici in ga ne poskušajte segreti ponovno, ker se lahko obliž vname.
- Občutljivost kože je od starosti 55 let vedno večja. Toplotni obliž pri določeni stopnji občutljivosti nosite preko tanjšega oblačila.
- Izdelka nikoli ne režite, trgajte, sežgite, gnetite, ali dajte v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- V primeru resnih težav morate obvestiti proizvajalca in pristojni organ.

Pri uporabi tega izdelka

- Če se ne počutite dobro, se vam temperatura zdi neprijetna, če pride do draženja, izpuščaja ali opeklin, izdelek takoj odstranite.
- Če se zdi izdelek prevroč, prenehajte z uporabo in/ali nosite obliž preko oblačila.
- Na izdelek ne izvajajte nobenega dodatnega pritiska in čez izdelek ne nosite tesnih oblačil. Poskrbite, da bo toplotni obliž vedno v stiku z manjšo količino zraka.
- Izdelek pred preiskavo z magnetno resonanco odstranite.

Ne uporabljajte

- Če obliž ne tesni in/ali je ovojna poškodovana oziroma raztrgana.
- Za dlje kot dvanajst ur v razponu 24 ur.
- V povezavi s protibolečinskimi mazili, protibolečinskimi zdravili, medicinskimi losjoni, kremami ali mazili.
- Na pordeli, bolni, razboleli ali poškodovani koži.
- Na mestih z modricami ali oteklina, do katerih pride v 48 urah pred načrtovano uporabo in na vnetih delih telesa.
- Na mestih telesa, kjer ni mogoče zadržati toplote ali kjer se močno potite.
- Pri arterijskih motnjah pretoka in pri Raynaudovem sindromu.
- Sočasno z drugimi izdelki, ki ustvarjajo toploto.
- Pri osebah, ki izdelka ne morejo odstraniti same.
- Pri osebah, ki niso sposobne upoštevati navodil.



Prenehajte z uporabo in vprašajte zdravnika

- Če se vaše težave poslabšajo ali ostanejo prisotne dlje kot sedem dni.
- Če opazite težave, opekline, otekline, izpuščaj ali druge spremembe na koži, kjer ste nosili obliž.

Rok uporabnosti od proizvodnje: 3 leta

Prevoz in skladiščenje

Pripomoček hranite in prevažajte pri okoliški temperaturi v prezračnem okolju.

	DE	FR	IT	SI
	Hersteller	Fabricant	Fabbricante	Proizvajalec
	Chargennummer	Numéro de lot	Numero di lotto	Koda serije
	CE-Zeichen	Marquage CE	Marchatura CE	Oznaka CE
	Herstellungsdatum	Date de production	Data di produzione	Datum proizvodnje
	Gebrauchsanweisung beachten	Observer la notice d'utilisation	Leggere le istruzioni per l'uso	Glejte navodila za uporabo.
	nicht wiederverwenden	Ne pas réutiliser	Non riutilizzabile	Ne sterilizirajte ponovno
	Lagerung bei -10°C - +40°C	Stocker entre -10°C et +40°C	Conservare a -10°C - +40°C	Shranjevanje pri temperaturi od -10 do +40 °C
	Bevollmächtigter der Europäischen Union	Représentant agréé dans l'Union européenne	Rappresentante autorizzato per l'Unione	Pooblaščen predstavniki v Evropski uniji
	Bevollmächtigter der Schweiz	Représentant agréé de la Suisse	Rappresentante autorizzato della Svizzera	Pooblaščen predstavniki Švice
	verwendbar bis	Utilisable jusqu'en/au	Data di scadenza	Rok uporabe
	Zeichen von „nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist“	l'icône de « Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ».	Simbolo di „Non usare se la confezione è danneggiata“	Oznaka »če je embalaža poškodovana, pripomočka ne uporabite«
	Achtung, siehe Gebrauchsanweisung	Attention, voir la notice d'utilisation	Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso	Opozorilo, glejte navodila za uporabo
	Medizinprodukt	Dispositif médical	Dispositivo medico	Medicinski pripomoček
	eindeutige Produktidentifikationsnummer	Numéro d'identification unique du produit	Identificazione unica del dispositivo	Edinstveni identifikator pripomočka

Fabbricante/Proizvajalec
Koolcare Technology Co., Ltd.
Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,
Zhenbei Road, Yinyi, 221400, Jiangsu, China

EC REP

Prolinx GmbH
Brehmstrasse 56
40239 Düsseldorf, Germany

CH REP

Prolinx GmbH
Badenerstrasse 580,
8048 Zürich, Schweiz

EU-Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstrasse 6
DE-53757 Sankt Augustin
Germany
info@product-services.de

CH-Importeur:
ALDI SUISSE AG
Niederstettenstrasse 3
CH-9536 Schwarzenbach SG
Schweiz

CE 0197

PS-LAN: WP0042

LOT

vedi singola confezione /
Oglejte si posamezno
embalažo

At ualizzato / Stanje: REV/01 06.06.2024

