



Comfort + veiligheid + anti-etensresten + frisse muntsmaak

Confort + sécurité + protection contre les résidus alimentaires  
+ goût mentholé frais

## PREMIUM HECHTCRÈME CRÈME ADHÉSIVE PREMIUM PREMIUM-HAFTCREME

**NL** **Toepassing:** De prothese grondig reinigen bv. met intensief reinigende tabletten van VioFluor, en volledig afdrogen. • De hechtcrème ofwel in stippen of in dunne strepen niet te dicht tegen de protheserand aanbrengen (ca. 1,25 g = ca. 7 cm streep per keer). • De prothese in de mond enkele seconden lang goed aandrukken en gedurende ca. 5 minuten niets eten of drinken. • Als er na het aanbrengen van de prothese hechtcrème uittreedt, dan brengt u de volgende keer minder hechtcrème aan. De correcte zitting van uw prothese regelmatig door uw tandarts laten controleren.

### **Aanwijzingen:**

Gebruiksaanwijzingen volgen

- Inhoud van de tube gescheiden houden van vloeistoffen en canules steeds zuiver en droog houden
- Tube na gebruik goed sluiten
- Tube koel, droog en uit het zicht en buiten het bereik van kinderen bewaren
- Niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen
- Niet rechtstreeks in de mond aanbrengen
- Verpakking bewaren om later opnieuw te kunnen raadplegen
- Ernstige incidenten moeten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

**FR** **Utilisation :** Nettoyer soigneusement la prothèse avec par ex. des comprimés nettoyants intensifs VioFluor et la laisser sécher complètement. • Appliquer la crème adhésive en formant une série de points ou de petites lignes pas trop près du bord de la prothèse (env. 1,25 g = lignes d'env. 7 cm par utilisation). • Presser fermement la prothèse dans la bouche pendant quelques secondes et ne pas manger ni boire pendant env. 5 minutes. • Si la crème adhésive déborde à la mise en place de la prothèse, réduisez la quantité lors de la prochaine utilisation. Faire contrôler régulièrement l'ajustement de votre prothèse par votre dentiste.

### **Consignes :**

Suivre les consignes d'utilisation

- Tenir le contenu du tube à l'écart de liquides et maintenir la canule toujours propre et sèche
- Bien fermer le tube après usage
- Conserver le tube au frais et au sec et hors de vue et de portée des enfants
- Ne pas utiliser la crème adhésive en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients
- Ne pas la mettre directement dans la bouche
- Conserver le carton d'emballage pour le consulter ultérieurement
- Les incidents lourds de conséquences doivent être notifiés au fabricant et à la autorité compétente.

**DE** **Anwendung:** Die Prothese gründlich, z.B. mit Intensivreiniger-Tabletten von VioFluor reinigen und vollständig abtrocknen • Entweder die Haftcreme in Punkten oder in dünnen Streifen nicht zu nah am Prothesenrand auftragen (ca. 1,25 g = ca. 7 cm Streifen pro Anwendung). • Die Prothese im Mund einige Sekunden fest andrücken und für ca. 5 Minuten nichts essen oder trinken. • Quillt nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme heraus, dann reduzieren Sie die Menge bei der nächsten Anwendung. Den richtigen Sitz Ihrer Prothese regelmäßig beim Zahnarzt überprüfen lassen.

### **Hinweise:**

Die Anwendungshinweise befolgen.

- Den Tubeninhalt von Flüssigkeiten fernhalten und die Kanüle stets sauber und trocken halten.
- Die Tube nach Gebrauch fest verschließen.
- Die Tube kühl und trocken und außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Haftcreme nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht.
- Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben.
- Die Fallschachtel zum Nachlesen aufbewahren.
- Schwere Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

- ✓ Anti-etensresten ✓ Frisse muntsmaak
- ✓ Kusseneffect voor verhoogd draagcomfort
- ✓ Protection contre les restes alimentaires
- ✓ Goût frais mentholé
- ✓ Effet de coussinet pour un confort amélioré

Ingredients: Cellulose Gum, Hydrogenated Polydecene, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Aroma, Tocopherol, Limonene  
Geproduceerd in Duitsland / Fabriqué en Allemagne / Hergestellt in Deutschland

etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH  
Konrad-Adenauer Str. 3  
D-77704 Oberkirch  
info@product-services.de  
Tel. +49 2241-23406-0

Version de l'information / Status von de informatie /  
Stand der Information: REV1 2024-08-01  
medisch hulpmiddel / dispositif médical /  
Medizinprodukt

0483



0483

