



Reine Haftkraft

✓ mit Vitamin E

Unbeschwertes Essen, Sprechen
und Lachen durch zuverlässigen Halt!

Komfort + Sicherheit + Krümelschutz + Minzfrische
+ Polsterungseffekt für erhöhten Tragekomfort

Anwendung:

- Die Prothese gründlich, z. B. mit eurodont Gebissreiniger Tabletten reinigen und vollständig abtrocknen.
- Entweder die Haftcreme in Punkten oder in dünnen Streifen nicht zu nah am Prothesenrand auftragen (ca. 1,25 g = ca. 7 cm langer Streifen pro Anwendung).
- Die Prothese im Mund einige Sekunden fest andrücken und für ca. 5 Minuten nichts essen oder trinken.
- Quillt nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme heraus, dann reduzieren Sie die Menge bei der nächsten Anwendung.

Den richtigen Sitz Ihrer Prothese regelmäßig beim Zahnarzt überprüfen lassen.

Hinweise:

- Die Anwendungshinweise befolgen.
- Den Tubeninhalt von Flüssigkeiten fernhalten und die Kanüle stets sauber und trocken halten.
- Die Tube nach Gebrauch fest verschließen.
- Die Tube kühl und trocken und außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Haftcreme nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht.
- Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben.
- Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren.

HINWEIS: MEDIZINPRODUKT

Inhaltsstoffe:

Cellulose Gum, Hydrogenated Polydecene,
Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated
Styrene/Isopren Copolymer, Aroma, Tocopherol,
Limonene.



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel. 02241-23406-0



Reine Haftkraft

✓ mit Vitamin E

Unbeschwertes Essen, Sprechen
und Lachen durch zuverlässigen Halt!

Komfort + Sicherheit + Krümelschutz + Neutraler Geschmack
+ Polsterungseffekt für erhöhten Tragekomfort

Anwendung:

- Die Prothese gründlich, z. B. mit eurodont Gebissreiniger Tabletten reinigen und vollständig abtrocknen.
- Entweder die Haftcreme in Punkten oder in dünnen Streifen nicht zu nah am Prothesenrand auftragen (ca. 1,25 g = ca. 7 cm langer Streifen pro Anwendung).
- Die Prothese im Mund einige Sekunden fest andrücken und für ca. 5 Minuten nichts essen oder trinken.
- Quillt nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme heraus, dann reduzieren Sie die Menge bei der nächsten Anwendung.

Den richtigen Sitz Ihrer Prothese regelmäßig beim Zahnarzt überprüfen lassen.

Hinweise:

- Die Anwendungshinweise befolgen.
- Den Tubeninhalt von Flüssigkeiten fernhalten und die Kanüle stets sauber und trocken halten.
- Die Tube nach Gebrauch fest verschließen.
- Die Tube kühl und trocken und außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Haftcreme nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht.
- Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben.
- Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren.

HINWEIS: MEDIZINPRODUKT

Inhaltsstoffe:

Cellulose Gum, Hydrogenated Polydecene,
Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated
Styrene/Isopren Copolymer, Aroma, Tocopherol,
Limonene.



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel. 02241-23406-0